

## Defib Cab Outdoor



Defib Cab Outdoor

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)

## Beschreibung

- Komplett vormontiert für Aussenaufstellung
- Front aus Acrylglas
- Korpus aus Aluminium (3 mm)
- pulverbeschichtet
- mit Zylinderschloß oder unverriegelt
- Thermostat und Heizung
- Hygrostat und Belüftung
- LED Nachtbeleuchtung
- akustischer Alarm bei Öffnung
- Abmessung [HxBxT]: 500x400x320mm
- Schutzklasse: IP54
- Anschluss 220V
- Farbe: grün/weiß