

REFERENCE KEY

REF F 7 **9** **50** **W**

9 : Standard

7 : elettrodo e cavo radiotrasparenti
radiotransparent electrode and cable

50→98 : serie
series

- : adulti-*adult*

W : adulti preconnettibili-*adult preconnectable*

P : pediatriche-*paediatric*

PW : pediatriche preconnettibili

paediatric preconnectable

PL : pediatriche ad energia ridotta
paediatric, reduced energy

WPL : preconnettibili, pediatriche, ad energia ridotta
pre-connectable, paediatric, reduced energy

U : adulti/pediatriche-*adult/paediatric*

UW : adulti/pediatriche preconnettibili
adult/paediatric preconnectable

Non tutte le combinazioni sono disponibili. Verificare l'effettiva disponibilità nelle pagine seguenti.
Not all combinations are available. Verify actual availability on the following pages.