

## Lifepack CR 2 Halbautomat



Lifepack CR 2 halbautomatischer Defibrillator, mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [PhysioControl-Stryker](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Technische Daten](#)

## Beschreibung

Was kann der LIFEPAK® CR 2

- **Halbautomatische Bedienung** – Auslösen des Schocks, drücken der leuchtenden Schocktaste bei Aufforderung durch das Gerät.
- cprINSIGHT™ Technologie – Das EKG-Analyse - ohne Unterbrechung der HLW
- Kindermodus – Energiereduzierung auf Tastendruck, ohne zusätzliche Kinderelektroden
- LIFELINKcentral (WLAN) – Vernetzung der Geräte für Geräte-Fernüberwachung und Updates
- ClearVoice™ - Technologie – automatische Lautstärken Regulierung bei lauter Umgebung
- cprCOACH™ Feedback-Technologie – Korrigierende Sprachansagen für eine höhere Qualität der HLW
- IP55 – Sehr hoher Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Ideal geeignet für alle Wetter- und Umgebungsbedingungen
- 8 Jahre Garantie.

Einweisung nach MPBbetreibV nicht enthalten.

## Technische Daten

[Produktflyer](#)