

## AED Lifeline Pro



AED Lifeline Pro DruckenE-Mail Mit dem AED Lifeline PRO Defibrillator ist es gelungen das Produktportfolio der Lifeline-Defibrillatoren weiter auszubauen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Netto Verkaufspreis 2995,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

### Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Lieferumfang](#)
- [Produktbroschüre](#)
- [Anwendervideo](#)
- [Bedienerhandbuch](#)

## Beschreibung

- Manueller Defibrillator
- Automatischer Defibrillator mit EKG Ansicht
- Automatischer Defibrillator mit Video Ansicht
- Patienten Überwachung mit 3-Kanal-EKG-Ableitung **optional**

### Vorteile Lifeline PRO für professionelle Anforderungen:

- **Kompakt.** Passt einfach in jeden Rucksack und maximiert die Mobilität des Retters (kommt ohne Tasche aus, da Elektroden in Rückfach verstaut sind)
- **Robust** und verkapselt (Schutzklasse IP55). Kann in schwierigem Gelände auch bei Regen, Schnee und auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Ein Sturz aus bis zu 1-2 Meter wird ohne Funktionseinschränkung toleriert.
- **Einfachste Bedienbarkeit.** An den Anwender anpassbar. vom manuellen Modus (für den professionellen), bis zum EKG automatisch

gesteuerten AED Modus. Der Videomodus unterstützt auch den semi-professionellen Retter in Stresssituationen. Zusätzlich 3-Kanal EKG zur Rhythmusüberwachung beim Routineeinsatz.

## Lieferumfang

### Lieferumfang:

- Batterie mit 4-Jahre Standby Zeit
- Satz Defibrillationselektroden Erwachsene
- EKG-Kabel optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kurzanleitung, Benutzer-Handbuch und Medizinproduktbuch

## Produktbroschüre

[Produktbroschüre](#)

## Anwendervideo

[Anwendervideo](#)

## Bedienerhandbuch

[Bedienungsanleitung](#)