

## AED Lifeline Trainer



AED Lifeline Trainer

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 426,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Bedienung](#)
- [Sonstiges](#)

### Beschreibung

- Halb- und Vollautomatischer Betrieb
- Das Standalone-Trainer-Paket enthält ein Schulungsgerät (keine Schockabgabe!)
- Trainingselektroden
- Wiederaufladbare Trainingsbatterie (loadmodule id 100)
- Batterieladegerät und eine Fernbedienung zur einfacheren Handhabung
- Schulungsgerät ist vorprogrammiert zur Simulation von 6 verschiedenen Szenarien

### Bedienung

[Bedienungsanleitung deutsch](#)

### Sonstiges

