

EuroDefi-pads "Adult" röntgendicht ,weißer Stecker 2-polig



EuroDefi-pads Adult "röntgendicht" weißer Stecker 2-polig (F7951 W)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 32,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Fiab IT](#)

Beschreibung

Euro Defi Pads are compatible with monophasic and defibrillators (manual, semi-automatic and automatic) they comply with European Directives and International

Standards (ANSI/AAMI DF-80, IEC/CEI/EN 60601-2-4, 60601-1, ISO10993

A complete line of multifunction for synchronized, external cardiac and ECG monitoring.

Kompatibilität mit folgenden Modellen:

- **ZOLL® R Series** - Mit Therapiekabel CPR-D: 8000-000863-40 oder Adapter: 8009-0020 (für Therapiekabel: 8009-0749 oder 8009
- **ZOLL® X Series** - Mit Therapiekabel CPR-D: 8300-000831-40 oder Adapter: 8009-0370 (für Therapiekabel: 8300-000676)
- **Propaq MD**

Wichtige Anwendungshinweise:

- Die Elektroden dürfen nicht auf gereizter oder verletzter Haut angebracht werden.
- Ersetzen Sie die Elektroden nach 24 Stunden Anwendungsdauer und verwenden Sie sie nicht erneut.
- Schützen Sie die Elektroden und deren Anschlusskabel vor Beschädigungen und setzen Sie sie nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern, wie sie beispielsweise in MRT-Umgebungen auftreten, ein.

• Ohne CPR-Feedback: Diese Elektroden sind nicht mit Funktionen für Kompressionsfeedback oder Tempo-Metronom ausgestattet.

FIAB® Eurodefipads® Defibrillationselektroden bieten eine zuverlässige und effektive Lösung für die Defibrillation bei Erwachsenen und sind ideal für den Einsatz in Kliniken, Rettungsdiensten und Notfalleinrichtungen.

- [Referenz-Key](#)

Referenz-Key

[REFERENCE KEY](#)