

i-gel O2 Resus Pack



i-gel O2 Resus Pack Komplettlösung für die Notfallintubation

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Angebot/Auftrag](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Lieferumfang](#)
- [Produktinformationen](#)
- [Anwendervideo](#)

Beschreibung

Besonders in der Notfallmedizin ist Equipment erforderlich, das sich leicht, schnell und verlässlich anwenden lässt. Unsere supraglottische Atemhilfe i-gel® eignet sich ideal für den Einsatz in der Reanimation und im schwierigen Airway Management. i-gel lässt sich schnell und einfach einführen, bietet optimale Abdichtung bei reduziertem Trauma und besitzt einen gastrischen Kanal zum Schutz vor Aspiration.

Die i-gel O? wurde entworfen, um die Beatmung im Rahmen der Standard-Reanimation zu erleichtern, wie in den Richtlinien des European Resuscitation Council (ERC) und der American Heart Association (AHA) beschrieben. Da die i-gel O? einen supplementären Sauerstoff-Port besitzt, kann sie auch im Rahmen der passiven Sauerstoffzufuhr und des passiven Airway Managements (PAMTM) eingesetzt werden, unter Berücksichtigung entsprechender Standards der kardiozerebralen Reanimation (CCR)

Lieferumfang

- Tütchen Gleitmittel
- Airway Fixierband
- Absaugkatheder Gr. 12

Größen:

- Farbcode Orange - Gr. 5 (90 + kg)
- Farbcode grün - Gr. 4 (50-90 kg)
- Farbcode gelb - Gr. 3 (30-60 kg)

Produktinformationen

- 15mm Konnektor
- Führungsleitlinie
- Proximales Ende des gastrischen Absaugkanals
- Gastrischer Kanal
- Integrierter Beißkei
- Vestibulum Oris Stabilisator
- Epiglottisblocker
- Nicht-aufblasbarer Cuff
- Distales Ende des gastrischen Kanals

[Produktinformationen](#)

Anwendervideo

[Video Training-Anwendung](#)