

## Lifeline AED SG



AED Lifeline Halbautomatischer externer Defibrillator der zweiten Generation Lifeline AED Sonderpreis jetzt Netto € 1.195,- statt € 1.495,- (solange der Vorrat reicht) Die biphasische Defibrillation bei Kammerflimmern, (häufigste Ursache beim plötzlichen Herztod) hat sich als extrem effektiv bewährt, um schon mit dem ersten Schock erfolgreich zu helfen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

VK Brutto1422,05 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

### Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Anwendervideo](#)
- [Produktbroschüre](#)
- [Bedienungsanleitung](#)

## Beschreibung

Die biphasische Defibrillation bei Kammerflimmern, (häufigste Ursache beim plötzlichen Herztod) hat sich als extrem effektiv bewährt, um schon mit dem ersten Schock erfolgreich zu helfen. Die eingebaute Impedanzanpassung variiert automatisch die Schockform, um Unterschiede in Körpergewicht und Oberkörperumfang auszugleichen. Die Analysewahrscheinlichkeit von größer 98% bei Kammerflimmern übertrifft die für die Zulassung geforderten 90% bei Weitem.

### Besonderheiten

Der Lifeline Defibrillator wurde entwickelt für Schnelligkeit und Einfachheit:

- Einfachstes Design mit nur 2 Tasten (grüne Taste zum Anschalten, rote nach Aufforderung zur Schockabgabe)
- Keine Klappe oder Kassette zum Öffnen oder Ziehen, d.h. keine potentiellen Bruchoder Verschleißteile
- Vorangeschlossene Elektroden (werden mit überwacht)
- Klare und ruhige Sprachansage zur Durchführung der Wiederbelebung mit Taktgeber zur Führung durch die Herz-Lungen-Wiederbelebung
- **Ladezeit weniger als 6 Sekunden** (Schnellschockabgabe!)

- Nachweislich der einfachste Defibrillator in der Anwendung gemäß einer

### Unterhaltskosten

Der Lifeline Defibrillator führt permanent automatische Selbsttest durch, die durch den eingebauten 9 V Batterieblock gewährleistet sind (Lebensdauer ca. 1 Jahr), danach werden beim **Lifeline SG** die Selbsttest durch die Optimierung von der Langzeitbatterie täglich weitergeführt bis der 9 V Lithiumblock erneuert wird.

Eine einfach sichtbare Statusanzeige fasst alle eventuell auftretenden Fehlermeldungen zusammen. Mit der eingebauten **7-Jahres Langzeitbatterie** haben Sie minimale Lebenszykluskosten. Bereit für die Zukunft?

Die allgemeinen Leitlinien zur Wiederbelebung können sich ändern. Das Gerät lässt sich vor Ort durch Einlegen einer Software Datenkarte einfach in 3 Minuten auf die geforderten Leitlinien anpassen. Andere Hersteller verlangen das Einschicken der Geräte ins Werk oder senden einen kostspieligen Servicetechniker zu Ihnen.

### Anwendervideo

Anwendervideo: [Lifeline AED](#)

### Produktbroschüre

[Produktbroschüre](#)

zusätzlicher Flyer [Lifeline SG](#)

### Bedienungsanleitung

[Bedienungsanleitung AED Lifeline](#)