

## Lifeline Profitasche



Lifeline Profitasche

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Netto Verkaufspreis 135,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Maße](#)

## Beschreibung

- Hochwertige AED Tasche aus LKW-Plane mit großem Folienfenster und Sicht auf Statusanzeige
- Front mit Magneten verschließbar
- Frontinnenseite mit Reißverschluss-Netz-Tasche für Zubehör
- Rückseitige Eingriff-Möglichkeit
- Reflexstreifen auf der Frontseite
- abnehmbarer und längenverstellbarer Schultergurt
- Material: LKW-Plane, leicht zu reinigen

## Maße

Maße: ca. B 21 x H 26 x T 7 cm