

Lifeline View Auto



AED Lifeline View Auto Vollautomatischer Externer Defibrillator inkl. Safeset Produktneuheit Lifeline VIEW AUTO mit Videodisplay und Standardmäßig integrierter Zweitsprache

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 1545,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)

Beschreibung

Der Lifeline View Auto AED macht es jedem einfach – vom Laien bis Profiretter – auf einen Notfall selbstsicher und optimal zu reagieren. Dadurch, dass es nur noch eine Bedientaste gibt, kann der Retter mehr Aufmerksamkeit auf den Patienten richten. Zudem entfällt die etwaige Hemmschwelle zum Drücken der Schocktaste, die es bei Laien Helfern geben könnte, da das Gerät dies vollautomatisch übernimmt. Als zusätzliches Feature hat der VIEW Auto das englische Sprachmodul als Standard integriert.

Handliche und robuste Technik

Mit 1,4 kg ist der Lifeline VIEW Auto AED ein Leichtgewicht und kann dank der seitlichen Schlaufe einfach getragen werden. Das Gerät ist spritz- und schwallwasser geschützt (IP55), kann also drinnen und draußen angewendet werden. Die Batterie hat eine Standby Zeit von 4 Jahren oder 125 Schocks, einen internen Datenspeicher von 60 min EKG, das Auslesen oder Aufspielen von Upgrades ist über einen USB oder SD Datenkartenport einfach möglich.

Die Vorteile des Lifeline VIEW AUTO Defibrillators:

- klare und ruhige Videoanimation zur Durchführung der Wiederbelebung mit Metronom zur Führung durch die Herzmassage

- standardmäßig integrierte Zweitsprache (englisch)
- einfachstes, robustestes auf dem Markt verfügbares Design mit nur einer Bedientaste (grüner Knopf zum An- und Ausschalten)
- keine Klappen oder Kassetten zum Öffnen oder Ziehen (d.h. keine potentiellen Bruchteile)
- Elektroden immer am Gerät angeschlossen (werden auch mit überwacht)
- nur eine Statusanzeige, die alle Meldungen zusammen fasst (Batteriekapazität, Software / Hardware Fehler, Elektroden)
- extrem wartungsarm (Batterie mit 4 Jahren Standby Zeit), Garantie standardmäßig 8 Jahre!
- Erkennungswahrscheinlichkeit von 99% für schockbaren Rhythmus, Ladezeit kleiner 4 Sekunden (Schnellschockabgabe)!

- [Produktbroschüre](#)

Produktbroschüre

[Produktflyer](#)

- [Anwendung](#)

Anwendung

[Anwendervideo](#)

