

## Lifeline View/ECG/Pro-Trainingsgerät



Lifeline View Trainer



Lifeline View/ECG/Pro-Trainingsgerät

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Netto Verkaufspreis 599,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Lieferumfang](#)
- [Bedienungsanleitung](#)

## Beschreibung

Der DDU-2000 Trainer ist ein 3 in 1 Schulungsgerät für die Simulation des Lifeline VIEWs, des Lifeline ECGs oder des Lifeline PROs.

Unter dem Menüpunkt „Rettungsoptionen“ muss „EKG“ voreingestellt und „Manueller Modus“ ausgeschaltet sein und schon sehen Sie das EKG auf dem Display und haben den Lifeline ECG als Trainer.

Unter dem Menüpunkt „Rettungsoptionen“ muss „EKG“ voreingestellt und „Manueller Modus“ eingeschaltet sein um den Lifeline PRO zu simulieren.

Das Schulungsgerät ist vorprogrammiert zur Simulation von 6 verschiedenen Szenarien.

## Lieferumfang

- Schulungsgerät (keine Schockabgabe!)
- Trainingselektroden
- Wiederaufladbare Trainingsbatterie
- Batterieladegerät und eine Fernbedienung zur einfacheren Handhabung

## Bedienungsanleitung

[Bedienungsanleitung](#)