


Zoll - OneStep™ CPR AA Electrode (8900-0217-01)



OneStep™ CPR AA Electrode

OneStep™ CPR AA Electrode Item Number VE 8900-0225-01 Notfall | Reanimation | mit Feedback-Sensor für qualitativ hochwertige HLW

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 199,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Zoll Medical](#)

Beschreibung

OneStep CPR AA

Entwickelt, um die CPR Qualität zu verbessern und Kompressionen aufzuzeichnen.

CPR Elektroden stellen sowohl **Real CPR Help®** zur Verfügung, die zur empfohlenen Kompressionstiefe und -frequenz führt, als auch **See-Thru CPR®**, die das gefilterte EKG-Signal ohne CPR-Artefakte während der Kompressionen anzeigt und damit CPR-Unterbrechungen minimiert.

OneStep Elektroden sind kompatibel mit dem ZOLL R Series Defibrillator.

- [Spezifikation](#)
- [Anleitung](#)
- [Produktflyer](#)

Spezifikation

- Real CPR Help®
- See-Thru CPR®
- Anterior/Anterior (A/A)
- Überprüfung des Verfallsdatums (bei der R Series®)
- Vorkonnetierbar

Anleitung

[IFU 8900-0225-01 OneStep CPR AA](#)

Produktflyer

[OneStep™ Elektroden R Series](#)

