

OneStep Pediatric CPR Elektrode 8900-000219-01



OneStep Pediatric CPR Elektrode 8900-000219-01

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 220,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Zoll Medical](#)

Beschreibung

Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrer R Series® Reanimationsplattform mit den OneStep Elektroden für Erwachsene und Kinder.

Die Komplettelektroden für Erwachsene von OneStep bieten Hochstrom-Defibrillation in Kombination mit hoher HLW-Qualität.

Diese Elektroden können auch für das Monitoring und die Kardioversion eingesetzt werden, sowie für die Stimulation mit konstantem Strom — ohne ein separates 3-Kanal-EKG-Kabel zu benötigen.

Die **pädiatrischen CPR-Elektroden** von OneStep sind die einzigen auf dem Markt, die eine CPR-Unterstützung für Kinder unter 25 kg bieten und gleichzeitig Defibrillation, Schrittsteuerung und Kardioversion ermöglichen.

Wenn pädiatrische Elektroden angeschlossen sind, senkt der R Series Defibrillator die Startenergie automatisch auf ein sicheres Niveau von 50 Joule ab.

Aufgrund ihres patentierten Designs mit zwei Schaltkreisen können OneStep Elektroden selbst bei einem Schocktest mit 30 Joule vorkonnetiert bleiben. Die Elektroden müssen nicht getrennt werden, um den Defibrillator zu testen, die Einsatzbereitschaft wird also nicht gefährdet.

[Datenblatt Opne Step Pediatric CPR](#)