

Philips Defibrillationselektroden FR 2



Philips Heartstart Elektroden FR2

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 49,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Philips](#)

Beschreibung

Produktinformationen "PHILIPS HeartStart Pads für MRx/FR2"

Die Philips Heartstart Elektroden sind konzipiert für die Verwendung bei erwachsenen Personen.

Diese Elektroden sind nicht vorkonnetierbar, daher sollten sie stets in ihrer Vakuumverpackung am Defibrillator aufbewahrt werden.

Die korrekte Platzierung ist sowohl auf der Verpackung als auch auf den Elektroden selbst angegeben.

- nicht vorkonnectierbar
- Selbstklebend
- Latexfrei
- Länge des Elektrodenkabels: 137,1 cm
- Aufbewahrungstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C
- Pacemaker-Erkennung

Auslaufware nur solange der Vorrat hält

VD 8/2028