

## Pro Padz Multifunktionselektrode 8900-2303-01



Pro-padz Multifunktionselektrode Adult 8900-2303-01

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 59,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Zoll Medical](#)

Beschreibung

### **ANWENDUNGSGEBIETE**

Defibrillation, nichtinvasive Stimulation, Kardioversion, EKG-Überwachung des Erwachsenen, bzw. über 25 kg Körpergewicht.

### **Anwendungshinweise:**

#### **Anterior-Posterior (Apex/Vorne-Hinten)**

Empfohlen für Defibrillation, nichtinvasive Stimulation, ventrikuläre Kardioversion und EKG-Überwachung. Optimal für nichtinvasive Stimulation, da es die Patiententoleranz erhöht und die Reizschwellen senkt.

**Anterior-Anterior (Apex/Lateral-Sternum)** Nur für Defibrillation und EKG-Überwachung empfohlen. Nicht für nichtinvasive Stimulation empfohlen. Nichtinvasive Stimulation mit dieser Konfiguration kann zu einer verringerten Patiententoleranz und erhöhten Reizschwellen führen.