

## STK OXYLATOR



Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) nach MPBetreibV §11

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

VK Brutto 127,33 €

[Angebot/Auftrag](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)

## Beschreibung

Gemäß dem Medizinprodukte-Gesetz (MPG) ist der OXYLATOR ein Medizinprodukt der Klassifizierung IIb und unterliegt den Bestimmungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Nach § 11 der MPBetreibV muss der OXYLATOR als automatisches Beatmungsgerät alle zwei Jahre einer sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) unterzogen werden.

Diese Kontrolle wird bei uns stellvertretend für den Hersteller, C.P.R Medical Devices Inc. durchgeführt.

Ebenfalls wird die Konformität nach DIN EN ISO 5359:2012 der Sauerstoffzuleitung geprüft und gegebenenfalls umgesetzt.

Entstehende Kosten liegen gerätespezifisch zwischen 69 - 119 €.

Bitte hinterlassen Sie zu diesem Zweck eine **Rückrufmöglichkeit und eine Funktionsmailanschrift**.

Nach durchgeführter STK erhalten Sie umgehend Ihr Gerät inkl. Protokoll der messtechnischen Daten für Ihre Unterlagen zurück.

### Vorteile einer Prüfung durch Panomed als Generaldistributor

- **Fachkenntnisse von Produkten, wie in der Betreiberverordnung vorgeschrieben**
- **Fachgerechte Prüfung mit dem Citrex H4 und der geeigneten Software**
- **Zugriff auf alle Originalersatzteile**
- **Erforderliche Reparaturen können sofort und fachgerecht in die Wege geleitet werden**
- **Garantieanspruch - Nur die Verwendung von Originalteilen erhält die Garantieansprüche aufrecht**

[Datenblatt](#)

