

## Zoll AED CPR-D-padz (8900-0800-01)



CPR-D-padz® Elektroden mit Sensor | 8900-0800-01



CPR-D-padz® Elektroden mit Sensor Art.Nr 8900-0800-01 Einzelabnahme

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 208,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Zoll Medical](#)

### Beschreibung

Schnell und präzise platziert. Durch das innovative Design lassen sich die ZOLL CPR-D-padz einfach in der korrekten Position auf dem Körper anbringen.

Das **Elektrodenpaar ist in die Platzierungshilfe integriert** und durch **einfache Piktogramme intuitiv positionierbar**, das spart im Notfall wertvolle Zeit.

Durch die Real CPR Help-Technologie werden Drucktiefe und Kompressionsfrequenz der Herzdruckmassage (CPR) in Echtzeit an den AED

übermittelt.

Eine schnelle Rückmeldung und klare Anweisungen optimiert die Qualität der Herz-Lungenmassage.

- [Spezifikation](#)
- [Technologie die Leben rettet](#)
- [Lieferumfang](#)

## Spezifikation

- **Einteiliges Elektrodendesign für optimale Platzierung mit einer Handbewegung**
- Zubehör zum **ZOLL AED Plus und AED Pro**
- Geeignet für Erwachsene sowie für Kinder ab ca. 8 Jahren bzw. ab einem Körpergewicht ab 25 kg
- Integrierter Elektrodensensor erkennt Tiefe und Frequenz der Thoraxkompressionen
- Intuitives Design
- Selbstklebende Einwegelektrode
- Lange Haltbarkeit (ungeöffnet ca. 5

## Technologie die Leben rettet

Eine schnelle und präzise Platzierung des Elektrodenpaars ist durch das einteilige Pad auch ungeübten Laien möglich. Da es einteilig ist, wird das Risiko minimiert, dass Elektroden im Stress der Notfallsituation herunterfallen oder zusammenkleben. Die nummerierten Aufreißlaschen geben das Elektrodengelb erst frei, wenn die Elektrode korrekt aufliegt. Damit werden zusätzliche Verunreinigungen vermieden. Der Sensor innerhalb der CPR-D-padz Elektrode erkennt Brustkorbkompressionen und meldet die gemessenen Werte wie Drucktiefe und Frequenz an den AED Plus. So kann der AED den Ersthelfer audiovisuell zu einer guten Herzdruckmassage führen. Die optimale Drucktiefe von 5–6 cm und eine Frequenz der Kompressionen von 100/min werden von den Leitlinien des European Resuscitation Council (

## Lieferumfang

1 Paar ZOLL CPR-D-padz Elektroden